

# スライヴ® くつろぎ指定席

多彩な手技・モミ技で全身爽快。

マッサージの機能+ここのよい座り。  
快適リラクゼーションチェア  
まさにくつろぎの指定席です。



**3段階 肩位置調節<sup>①</sup>**  
もみ玉の位置を3段階から選べます。

**肩をしっかりマッサージ<sup>②</sup>**  
上のもみ玉が背中中のラインから前方にせり出し、肩を上からほぐします。

**背すじフィットマッサージ<sup>③</sup>**  
個人差のある体型を気にする事なく、背すじラインに合わせてマッサージ(最大60cm移動)するので、快適なフィット感が得られます。

## もみ玉幅調節

「たたき」「背すじ伸ばし全体」「背すじ伸ばし部分」使用時に、もみ玉幅が3段階から選べます。

	広	中	狭
上位置もみ玉幅	約15cm	約9cm	約8cm
下位置もみ玉幅	約15cm	約17cm	約12cm



## もも、お尻エアーマッサージ<sup>④</sup>

※CHD-8500のみ  
エアークッションが加圧、保圧、排気を繰り返してマッサージします。

## ふくらはぎ・足もみマッサージ<sup>⑤</sup>

もみ運動、しほりあげ運動、静止状態をくり返して「ふくらはぎ・足・足側面」の凝りやむくみを心地よくマッサージしてくれます。  
※(自動)(速)(遅)から選べます。

## 足裏たたきマッサージ<sup>⑥</sup>

つま先、土踏まず、かかとを足裏突起ドラムが回転して気持ちよく刺激してくれます。

## リモコン機能



3種類の自動コース  
**全身コース**  
**肩コース**  
**腰コース**

疲れ具合に合わせて多彩なコースを選択していただけます。



### 11種類のマッサージ

- もみ
- たたき
- もみたたき
- 背すじ伸ばし全体
- もみ+背すじ伸ばし全体
- たたき+背すじ伸ばし全体
- もみたたき+背すじ伸ばし全体
- 背すじ伸ばし部分
- もみ+背すじ伸ばし部分
- たたき+背すじ伸ばし部分
- もみたたき+背すじ伸ばし部分

## リクライニング機能

背もたれを約120°~160°の角度で無段階に調節可能。また、背もたれと連動してフットレストが上下します。



1ヶ月の電気代 1日1時間の使用で1ヵ月あたりの目安電気代は約73円です。  
※負荷条件はJIS規格による・新電力料金目安単価22円/kWhで計算 ※CHD-8500の場合

安全に関するご注意 ●ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。  
●医師の治療を受けているときは、必ず医師とご相談のうえご使用ください。

## 仕様

商品名	スライヴマッサージチェアくつろぎ指定席	スライヴくつろぎ指定席ファーストプレミアム
型番・カラー	CHD-8400(K)・ブラック	CHD-8500(K)・ブラック/(C)・ベージュ
医療機器認証番号	221AGBZX00072000	221AGBZX00071A01
一般的名称	家庭用電気マッサージ器	
定格電圧	AC100V	
定格周波数	50/60Hz	
定格入力	101W	110W
定格時間	20分	
オートタイマー	約15分	
肩位置調節	3段階 上、中(上位置:約9cm)、下(中位置:約9cm)	
もみ 速さ	約40回/分	
たたき 速さ	約460回/分(片側)	
背すじ全体 速さ	約36秒(1往復)	
背すじ伸ばし全体マッサージ距離	3段階 約60cm、約51cm、約42cm	
背すじ伸ばし部分マッサージ距離	約15cm	
脚もみマッサージ	速 約22回/分	
リクライニング角度	無段階 約120°~約160°	
外形寸法	リクライニングしていない時 幅 約68cm×奥行 約143cm×高さ 約105cm リクライニングしている時 幅 約68cm×奥行 約186cm×高さ 約70cm	
質量	約48kg	約53kg
電源コード長さ	約2m	
張地	合成皮革	
JANコード	4975287602574	4975287602598/(K)・ブラック 4975287602581/(C)・ベージュ
1台箱寸法	幅 約114cm×奥行 約72.5cm×高さ 約60cm	
1台箱重量	約59kg	約63kg
医療機器製造販売業	大東電機工業(株) 〒579-8046 大阪府東大阪市昭利町9番11号	
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055	

CHD-8400(K) 標準価格(税込) **138,000円**  
CHD-8500(C)(K) 標準価格(税込) **158,000円**

販売元  
**スライヴ株式会社** 〒577-0026  
大阪府東大阪市新家東町2番38号  
ホームページアドレス <http://www.daito-thrive.co.jp>

■商品のお取扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは  
お客様ご相談センター  
ナビダイヤル **0570-003-531**  
全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。

●ナビダイヤルがご利用できない場合は **06-6783-8627**  
●FAX **06-6783-8633**  
●受付時間(祝日を除く月~金)9:00~17:00  
\*電話・FAX番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

製造販売元  
**大東電機工業株式会社** 〒579-8046  
大阪府東大阪市昭利町9番11号

お求めは当店で……

●本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。  
●印刷物と実物とは色が若干異なることがあります。あらかじめご了承ください。  
●このカタログの記載内容は2009年8月現在のものです。