

# THRIVE

スライヴ

安全上のご注意 ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

次の人は必ず医師や理学療法士に相談のうえ使用する。

- 心臓に障害のある人 ●悪性腫瘍のある人 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●現在腰痛の人や、過去に首、腰、足を痛めたことのある人 ●足、腰、首、手にしびれがある人 ●けんしょう(腱鞘)炎の人 ●呼吸器に障害のある人 ●高血圧症の人 ●内臓疾患(胃炎、肝炎、腸炎)などの急性症状のある人 ●腰痛(椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症など)のある人 ●変形性関節炎、リウマチ、痛風の人 ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●血行障害、血管障害など循環器に障害がある人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●リハビリテーションの目的で使用される人 ●妊娠中や出産直後の人 ●安静を必要とする人 ●皮膚に創傷のある人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●その他医療機関で治療中の人、または身体に異常を感じている人
- ◎事故や体調不良をおこす原因になります。

使用前に必ずローラーが破損していないか確認する(どんなに小さな破損でもただちに使用を中止し、修理を依頼してください)。

◎けがや感電の原因になります。

次の人は使用しない

- 医師から運動を禁じられている人(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)。
- ◎症状を悪化させる原因になります。

機器が故障したりローラーが破損した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡してください。

お求めは当店へどうぞ……

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お問い合わせは お客様ご相談センター  
受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)

ナビダイヤル  **0570-064-762**

- 写真、イラストはイメージです。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

©2002 Daito Electric Machine Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.

オフィシャルサイト



大東電機工業

daito-thrive.co.jp

QR からモバイルサイトへどうぞ



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。

記載内容は2021年2月現在のものです PVI

# THRIVE

ローラーの振動と回転で、自在にボディケア

# Release Roller

リリースローラー FD-200



(BK) ブラック



(RE) レッド



## ローラーが独立して回転するので、 手に持っても、床に置いても、使いやすい。

元プロテニスプレーヤー  
スポーツコメンテーター

杉山 愛さん

杉山夫妻が  
リリースローラーの  
魅力を語る!

対談動画はこちら ▶



アスリートにとってプレー前のウォームアップや、プレー後のボディケアはとても重要です。また良いパフォーマンスを維持するため、怪我なく戦うには日頃からのボディメンテナン스가必要不可欠です。私自身がプロテニス選手として、17年間大きな怪我もなくツアーを回ることができたのは、日頃のウォームアップやクールダウン、ボディメンテナンスをかかさず行っていたからです。スライヴ・リリースローラーは両サイドのグリップにより手で持って使えたり、床に置いて使えたりと、自宅のリビング等で場所を取らずに気軽にボディメンテナンズを行うことができるこれまでになかった画期的なマシンです。



杉山 走さん

1982年生まれ、ケニア出身。  
元プロゴルファー。  
2011年、杉山愛さんと結婚。

杉山走さんが  
リリースローラーの  
効果的な使用法を  
体の部位別に解説!

解説動画はこちら ▶





# ローラーの突起と振動、回転による刺激で、自在にボディケア。

普段の健康づくりにはもちろん、ウォーキングやジョギング、スポーツ前のウォーミングアップや、疲れた筋肉のアフターケアにもおすすめです。



① アシストグリップ  
② ローラー

## Release Roller

●振動数  
5段階の振動  
(強さ)が選べます。

●自動コース  
あらかじめ設定された  
振動プログラムで動作します。

●本品の上に直接立つ、座る等で負荷を  
かけすぎると破損、変形する原因になります。

### <仕様>

- ・販売名 ..... リリースローラー FD-200
- ・カラー ..... (BK)ブラック/(RE)レッド
- ・電源方式 ..... 充電式
- ・内蔵電池 ..... リチウムイオン電池
- ・充電時間 ..... 約3時間
- ・動作時間 ..... 約45分
- ・充電回数 ..... 約300回
- ・ACアダプター入力 ..... AC100V 50/60Hz
- ・ACアダプター出力 ..... DC10.4V 1.0A
- ・電源電圧 ..... DC7.4V
- ・定格時間 ..... 20分
- ・オートタイマー ..... 約10分
- ・適応体重 ..... 100kg
- ・振動回数 ..... 振動1 約2600回/分  
振動2 約2750回/分  
振動3 約2900回/分  
振動4 約3050回/分  
振動5 約3200回/分
- ・外形寸法 ..... 幅 約39cm×奥行 約15.5cm×高さ 約15.5cm
- ・質量 ..... 2.4kg
- ・材質 ..... ローラー: 発泡EVA樹脂  
アシストグリップ: エラストマー樹脂  
プレート: ABS樹脂
- ・付属品 ..... ACアダプター
- ・JANコード ..... (BK) ブラック 4975287608514  
(RE) レッド 4975287608521

メーカー希望小売価格  
32,780円(税抜29,800円)

### 背中

床に手をついて、  
肩甲骨の下の部分を  
刺激してください。



### 背中の横

床に手をついて、  
脇と腰の間の部分を  
刺激してください。



### 太もも 1

グリップを持ち、最初に太  
ももの付け根を刺激し、次  
にひざの上あたり、最後に  
全体をまんべんなく刺激し  
てください。



### 太もも 2

最初に太ももの付け根  
を刺激し、次にひざの  
裏あたり、最後に全体を  
まんべんなく刺激して  
ください。



### 太もも 3

太もも中央から、外側、  
内側の順番に刺激して  
ください。



### ふくらはぎ 1

グリップを持ち、最初にひ  
ざの下あたりを刺激し、次  
に足首まわり、最後に全体  
をまんべんなく刺激して  
ください。



### ふくらはぎ 2

最初にひざの下あたりを刺  
激し、次に足首まわり、最  
後に全体をまんべんなく  
刺激してください。



### 足のうら

椅子に座り、足の裏を  
刺激してください。

●本品の上に直接立つと  
破損、変形の原因になります。



●本品の上に直接立つ、座る等で負荷をかけすぎると破損、変形する原因になります。

## 大阪大学名誉教授 小松 敏彦 先生

充電式により持ち運びが楽であること、また、最大の特長と言える本体の二輪車形状による回転ローラーを利用して、身体部位上をスライドさせるという新しい使い方ができると考えます。すなわち、マシンを置いてその上に身体を預ける使用方法に加え、必要な部位に応じてマシンをあてがうことが容易と言えます。さまざまな姿勢でマシンを転がすことにより、目的の筋肉あるいは筋肉間のケアにつながるものと考えます。一日の疲労は次の日に持ち越さないことが肝要ですね。



## 元サッカー日本代表 大阪産業大学 スポーツ健康学部 准教授 佐藤 慶明 先生

スポーツをする者にとってパフォーマンスに直結するコンディション維持はとても重要です。このマシンは二輪車形状であることから、安定して脚を乗せることができ、またハンディローラー的に使用できることが特長です。気になる部位にマシンを当てることができるため、身体全体を傾ける作業が不要で、とても気軽にボディケアできます。私自身もこのマシンを使い、現在も大好きなサッカーで0-50の日本人を目指しています。

