

足に、即戦力。

足うらへの強力振動と、
足先からふくらはぎへのしほりもみで、
疲れた脚をダブルでマッサージ。

大型の
振動板
5 mode

足うら
振動マッサージ

足先・足の甲
しほりもみマッサージ

大型の
モミボード
2 mode

ふくらはぎ
しほりもみマッサージ

振動板とモミボードの強力タッグ。

THRIVE

●速
●遅
●強
●弱
●I
●II
●III
●停止

●速
●遅
●強
●弱
●I
●II
●III
●停止

●速
●遅
●強
●弱
●I
●II
●III
●停止

●速
●遅
●強
●弱
●I
●II
●III
●停止



振動としぼりもみのダブルで施療。

足ら全体への振動と、足先からふくらはぎへのしぼりもみで疲れた脚をマッサージします。



洗える
布カバー
布カバーは、ファスナー
で取りはずして洗える
ので、清潔に保てます。



足先・ふくらはぎへの しぼりもみマッサージ

モミボードが足先・ふくらはぎを
しぼりもみながらマッサージします。

2 mode
2段階の速度

足ら全体への 振動マッサージ

大型の突起付き振動板が、
足ら全体を振動してマッサージします。

5 mode
5段階の強さ

●各モード

もみ (2モード)

モミボードが一定の速度で動作。
2種類の速度から選べます。



振動 (5モード)

振動板が一定の速度で動作。
5種類の強さから選べます。



複合動作

もみモードと振動モードを
同時に動作させての
マッサージも可能です。



自動 (3モード)

もみ動作の速度と振動動作の
強さの切り替えを行いながら、
異なる3種類の動作から選べます。



●仕様

販売名	フットマッサージャー MD-6210
カラー	(BK)ブラック
医療機器認証番号	301AGBZX00033000
医療機器の種類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格	AC100V 50/60Hz 40W
定格時間	20分
オートタイマー	約10分
もみ回数	速: 約9回/分 遅: 約7回/分
振動回数	強: 約2500回/分 弱: 約1900回/分
外形寸法	幅 約53cm×奥行 約42cm×高さ 約42cm
質量	約7kg
電源コード長さ	約2m
材質	本体:ABS樹脂 布カバー:ポリエステル
製造販売元	大東電機工業(株) 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055
JANコード	4975287608286

オープン価格 (価格は販売店にお問い合わせください)

使用目的または効果

あんま、マッサージの代用 | 疲労の回復・血行をよくする・筋肉の疲れをとる | 一般家庭で
・筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解 | 使用すること

電気代目安(月) 16円 電力料金目安単価27円/kWhで計算(1日30分使用)



フットマッサージャー MD-6210
FOOT MASSAGER

安全上のご注意 ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人 (倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性【疼痛性】疾患の人 ●けんしゅう(腱鞘)炎の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●本品を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の人 ●事故や体調不良の原因になります。使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。その他の部分にも破れていないか確認する。(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。) ●けがや感電の原因になります。 次の人は使用しない。医師からマッサージを禁じられている人。(例: 血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症【皮下組織の炎症を含む】など) ●症状を悪化させる原因になります。次のようなときは使用しない。●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき ●体調不良をおこす原因になります。 子供には使用させない。(乳幼児以外の子供で、保護者の監督下で使用する場合を除く。) ●事故やけがの原因になります。 機器が故障した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡してください。

お求めは当店へどうぞ……

オフィシャルサイト



大東電機工業

daito-thrive.co.jp

QRからモバイルサイトへどうぞ

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お問い合わせは お客様ご相談センター

受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)

ナビダイヤル

0570-064-762



表示を正しく
家電取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

- 製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷物ですので実物とは色が若干異なることがあります。
- 製品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み製品の引き取り費用などは含まれておりません。