

THRIVE



エアーで脚・スツキリ

脚を包み込んでギュギュとしぼりもみ



だるさや運動後のケアに

しぼりもみシリーズ

フットマッサージャー

MD-8702

(BR) ブラウン



エアーで しぼりもみ

疲労を感じた脚を、
しぼりもみマッサージ。
疲れから解放される究極の時間を。



フットマッサージャー
MD-8702
(BR) ブラウン

元プロテニスプレーヤー・
スポーツキャスター
杉山 愛

THRIVE

スライヴ



Air
X
Massage

安全上のご注意

ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人 (倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性 [疼痛性] 疾患の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●温度感覚喪失が認められる人、低温やけどをしたことがある人 (電熱装置を持つ機器を使用する場合) ●本品を使用しても効果が見られない人 ●その他医療機関で治療中の人 ◎守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。

使用前に必ずエアバッグ部の張地が破れていないか確認する。(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。) ◎守らないとけがや感電のおそれがあります。

次の人は使用しない。医師からマッサージを禁じられている人。(例: 血栓 (塞栓) 症、重度の動脈粥状硬化 (瘤)、急性静脈血栓 (瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症 [皮下組織の炎症を含む] など) ◎症状を悪化させるおそれがあります。

次のようなときは使用しない。●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき ◎体調不良をおこすおそれがあります。

子供には使用させない。(乳幼児以外の子供で、保護者の監督下で使用する場合を除く。)
◎事故やけがのおそれがあります。

機器が故障した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様相談センターに連絡してください。

仕様

■販売名: フットマッサージャーMD-8702 ■医療機器認証番号: 229AGBZX00030000
■医療機器の種類: 管理医療機器 ■一般的名称: 家庭用エアマッサージ器 ■定格: AC100V 50/60Hz 25W ■定格時間: 20分 ■エア圧力: 70kPa以下 ■オートタイマー: 約10分 ■外形寸法: 本体: 幅 約41cm × 奥行 約43cm × 高さ 約43cm 太もも用エアバッグ: 長さ 約70cm × 幅 約19cm ■質量: 約4.9kg (太もも用エアバッグ含む) ■電源コード長さ: 約2m
■材質: 本体ケース: ABS樹脂/ポリエステル 足・ふくらはぎ用エアバッグ: ナイロン 太もも用エアバッグ: ポリエステル ■医療機器製造販売業者: 大東電機工業株式会社 27B2X00055 ■JANコード: (BR) ブラウン4975287606404 ■オープン価格 (価格は販売店にお問い合わせください)

外形寸法



足・ふくらはぎ用エアバッグ
取りはずしできません。

太もも用エアバッグ

お求めは当店どうぞ……

施療部を効果的にマッサージするように
プログラムされた充実の3コース

太もも用エアバッグ装着で
太ももマッサージ

エアーの強さは3段階
【弱】【中】【強】

足裏は大小の突起で刺激



コースボタン

- 全体 足先、足首、ふくらはぎ、太ももの複合マッサージ。
- 足 足先、足首を中心にしたマッサージ。
- ふくらはぎ ふくらはぎを中心にしたマッサージ。

強さボタン

- 弱 中 強

オプションボタン

太ももマッサージのオン/オフの切り替えがおこなえます。

使用例



基本

本体を傾けて使用

持ち運びに便利なグリップ付

電気代目安 (1ヶ月) 約10円

(1日30分使用)
新電力料金目安単価27円/kWhで計算

製造販売元

Daito 大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お問い合わせは お客様相談センター

受付 9:00~17:00 (祝日を除く、月~金)

ナビダイヤル **0570-064-762**

大東電機工業
daito-thrive.co.jp



表示を正しく
家電公取協

大東電機工業は、適正な表示を推進しています。

●製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
●製品の色は印刷物ですので、実物とは色が若干異なることがあります。
写真、イラストはイメージです。

記載内容は2017年9月現在