



上質のくつろぎスペースをどうぞ。  
インテリアを選ばない座椅子マッサージャーです。



# スライヴ




本格4つ玉機構のもみ玉で、  
手もみ感覚を実現。

## くつろぎ指定席

スライヴ CHD-651

マッサージの機能+ここのよい座り。  
快適リラクゼーションチェアまさにくつろぎの指定席です。

<b>⚠️ 安全に関するご注意</b>
<p>ご使用前に「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。</p> <p>◎次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。 ・ペースメーカー等の電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している人 ・悪性腫瘍のある人 ・心臓に障害のある人 ・妊娠中や出産直後の人 ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ・皮膚に創傷のある人 ・安静を必要とする人 ・体温38℃以上の有熱期にある人（倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど） ・骨粗しょう症の人 ・脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性【疼痛性】疾患の人 ・かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ・本機を使用しても効果がみられない人 ・その他医療機関で治療中の人</p> <p>◎次の人は使用しない。 ・医師からマッサージを禁じられている人（血栓【塞】症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮下組織の炎症を含む皮膚感染症など）</p> <p>◎使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。</p> <p>◎次のようなときは使用しない。 ・疲労が激しいとき。   ・酒に酔っているとき。   ・湿疹が生じているとき。 <b>守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。</b></p> <p>◎使用前には必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。また、その他の部分にも破れがないか確認する。</p> <p>◎子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない。子供に本機で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない。 <b>事故やけが、感電のおそれがあります。</b></p> <p>◎絶対に分解や修理、改造をしない。 <b>発火や異常動作をして、けがをすおそれがあります。</b></p>
<b>ご購入の前に</b>
<p>●印刷物と実物とは色が若干異なることがあります。●商品改良のため仕様およびデザインは予告なしに変更することがあります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店または当社におたずねください。●実際にお試し頂くことをお勧めします。</p>
<b>保証書に関するお願い</b>
<p>●商品には保証書を添付しております。保証書に記入された店名、ご購入年月日等をご確認のうえ大切に保管してください。●保証期間中に修理を依頼される場合（保証書の記載内容に従って修理いたします。）●保証期間を過ぎて修理を依頼される場合（修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。）●補修用性能部品の最低保有期間（当社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。）※ただし、縫製部品は除きます。</p>
<b>お客様ご相談センター ■商品のお取り扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは</b>
<p>ナビダイヤル  <b>0570-064-762</b></p> <p>●ナビダイヤルがご利用できない場合は <b>06-6783-8627</b></p> <p>●FAX <b>06-6783-8633</b></p> <p>●受付時間(祝日を除く月～金)9:00～17:00</p> <p>*電話・FAX番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。</p>

お求めは当店で……

販売元 **スライヴ株式会社** 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

製造販売元 **大東電機工業株式会社** 〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号

スライヴホームページアドレス  
http://www.daito-thrive.co.jp

2011年3月現在




らくらく姿勢をキープしていただける  
無段階リクライニング機能付き。



お好きな姿勢に調節できるリ  
クライニング機能付です。側  
面のレバー操作で、背もたれ  
を約114°~約154°に調節  
可能です。



二つ折にたたんでいただけ  
るので、ちょっとしたスペース  
に収納していただけます。  
また、ソフトレザー(合成皮革)  
で、お手入れも簡単です。




コンパクトサイズなのに、  
充実のマッサージ機構で、凝った部位を  
プロのもみ技で癒してくれます。



背すじラインに合わせて、肩上から腰までしっか  
りとフィットマッサージ。個人差のある体型を気  
にする事なく、快適なフィット感が得られます。

簡単操作のリモコン



多彩なコースを選択していただけます

**11種類の自由選択コース**

もみ	もみたたき
もみ+背すじ全体	もみたたき+背すじ全体
もみ+背すじ部分	もみたたき+背すじ部分
たたき	背すじ全体
たたき+背すじ全体	背すじ部分
たたき+背すじ部分	

もみ たたき もみたたき

もみ たたき

もみたたき 背すじ伸ばし

電源を切り忘れた時も安心の  
15分オートタイマー内蔵!  
15分 オフタイマー付

※マッサージするときは、ヘッドレストを後ろに回すか、はずしてご使用ください。

仕様

販売名	スライヴ かつろぎ指定席 CHD-651
型番/カラー	CHD-651 (CH)-チャコールグレー
医療機器認証番号	223AGBZX00010000
一般名称	家庭用電気マッサージ器
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力	61W
定格時間	20分
オートタイマー	約15分
肩位置調節	3段階
もみ速さ	約40回/分
たたき速さ	約420回/分
背すじ全体速さ	約43秒
背すじ全体移動距離	最長:約50cm
背すじ部分移動距離	約14cm
背もたれ角度	約114°~約154°
外形寸法	リクライニングしていない時 幅 約62cm×奥行 約92cm×高さ 約82cm リクライニングしている時 幅 約62cm×奥行 約120cm×高さ 約50cm
質量	約23kg
電源コード長さ	約2m
張地	表面:合成皮革
JANコード	4975287603649
医療機器製造販売業	大東電機工業(株) 〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

標準価格(税込) **57,800円**

1ヶ月の電気代は1日1時間の使用で約40円(目安)です。

※負荷条件はJIS規格による・新電力料金目安単価22円/kWhで計算