

# THRIVE

新メカ「横回転もみ玉」が、なめらかにしっかりほぐす。  
さらに、徹底的な「軽量化」を実現。(従来比<sup>\*</sup>約50%)

※弊社従来機種:CHD-651

## くつろぎ指定席

マッサージチェア CHD-661

心とからだ解放されるっておきの席。  
特別なひとときで癒やされるマッサージチェア。



回転するもみ玉により、親指で「こねる」ようなもみ技を実現。  
体のラインをなめらかに捉え、しっかりとマッサージ。



**もみ玉** もみ玉が回転することで…


- ・親指で、じっくりと「こねる」ような手もみ感覚を実現。
- ・肩や肩甲骨、背すじの凹凸形状をやさしく滑るように捉えます。
- ・余計な力を分散し、なめらかな動きで心地よくマッサージ。



もみ玉が背すじを  
ゆらゆらと動くようにマッサージ。  
より繊細なもみ感が得られる  
「ゆらぎ」機能搭載。

もみ玉が背すじの左右をゆらぐように移動しながら揉んでいく「ゆらぎ」機能を採用。背中の筋肉を、広範囲にじっくりと繊細にほぐしていきます。

**ゆらぎ** マッサージ



**もみ** マッサージ



マッサージするときはヘッドレストを後ろに回すかはずしてご使用ください。イラストはイメージです。

疲れに合わせて選ぶ、多彩なコース。

自動コース(3種類)

全身コース 肩コース 腰コース

手動コース(5種類)

もみ ゆらぎ 背すじ

もみ+背すじ ゆらぎ+背すじ

使い過ぎ・切り忘れ防止 15分オフタイマー

外形寸法



リクライニング



従来比<sup>※</sup>約50%の軽量化で、収納・移動もラク。

高さ約33cm

**12kg** 質量

※弊社従来機種:CHD-651

仕様

■販売名:マッサージチェアCHD-661 ■医療機器認証番号:225AKBZX00130000 ■一般的名称:家庭用電気マッサージ器 ■本体定格:DC12V、30W ■アダプター定格:入力AC100V、50/60Hz、出力DC12V、4A ■定格時間:20分 ■もみ速さ:約31回/分 ■ゆらぎ速さ:約31回/分 ■背もたれ角度:約110°~約130° ■張地:合成皮革 ■付属品:ヘッドレスト、アダプター、六角レンチ ■アダプターコード長さ:約1.8m ■JANコード:4975287605001 ■電気代(新電力料金目安単価22円/kWhで計算):約20円/月(1日1時間使用) ■医療機器製造販売許可番号:27B2X00055 ■医療機器製造販売業:大東電機工業(株) 〒579-8046大阪府東大阪市昭和町9番11号 ■標準価格(税別):57,800円

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用の前に「取扱説明書」をお読みのうえ正しくお使いください

◎次の人は必ず医師に相談のうえ使用する ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●その他医療機関で治療中の人 ◎次の人は使用しない ●医師からマッサージを禁じられている人(血栓[塞栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮下組織の炎症を含む皮膚感染症など) ●使用中、体に異常を感じたときはただちに使用を中止し医師に相談する ◎次のようなときは使用しない ●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき ●守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります ●使用前にマッサージ機構部の張地が破れていないかまた、その他の部分にも破れがないか確認する ●子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない ●子供に遊ばせない ●幼児の手の届く範囲では使用しない [事故やけが、故障のおそれがあります] ●絶対に分解や修理、改造をしない [発火や異常動作をしてけがをするおそれがあります]

販売元

スライヴ株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号  
ホームページアドレス <http://www.daito-thrive.co.jp>

■商品のお買い物、取り扱い方法、修理などのお問い合わせは  
お客様ご相談センター 受付時間(祝日を除く月~金)9:00~17:00

ナビダイヤル ☎0570-064-762 電話・FAX番号はお間違えのないよう  
お確かめのうえおかけください

◎ナビダイヤルがご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください  
☎06-6783-8627 FAX.06-6783-8633

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号

お求めは当店で……

- 本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
- 印刷物と実物とは色が若干異なることがあります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの記載内容は2014年4月現在のものです。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。