

マルチフットは、ほぐしのプロ。しっかりとコリをマッサージ。



マルチフットなら、
コリ具合に合わせて、
もみ心地を調節できる突起付ゴムカバーで
効果的に「ほぐしもみ」マッサージ。
下からは、回転するたたきローラーで
「回転ほぐし」でしっかりとほぐす。
横から下から新体感の心地よさをどうぞ。

突起が付いた
ゴムカバー



THRIVE

マルチフットは、
横から下から
新体感の心地よさ。



横から下から新体感の心地よさ

ほぐし
もみ

マルチフット
Multi Foot

回転
ほぐし

ほぐしのプロ! スライヴ マッサージャー MD-2501

横から下から新体感の心地よさ


マルチフット
Multi Foot

ほぐしのプロ! スライヴ マッサージャー MD-2501

※写真はイメージです。使用時には素肌で使用しないでください。



横からの「ほぐしもみ」と下からの「回転ほぐし」でマッサージ。



- 操作ボタン
- もみ
 - しほりもみ
 - おまかせ1
 - おまかせ2



もみボードとゴムカバーでプロのほぐしマッサージ。



回転するたたきローラーがしっかりとコリをほぐす。

◎お好みでゴムカバーを取り付けてマッサージ◎

足・腕の幅に合わせて
ゴムカバーの向きをお選びください。



足・腕幅の広い方
ゴムカバーの突起が「短い方」を内側にして取り付け



足・腕幅の狭い方
ゴムカバーの突起が「長い方」を内側にして取り付け

使用例



足のウラ



ふくらはぎ



腕



腰

仕様

販売名	マッサージャー MD-2501
型番	MD-2501
医療機器認証番号	225AKBZX00002000
一般名称	家庭用電気マッサージ器
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力	31W
定格時間	20分
オートタイマー	約10分
速み回数	速 約21回/分 遅 約14回/分
足裏たたき回数	速 約168回/分 遅 約112回/分
外形寸法	幅 約36.8cm×奥行 約30cm×高さ 約20.5cm
質量	約3.6kg
電源コード長さ	約2m
材質	本体:ABS樹脂・PP樹脂・TPE ゴムカバー:シリコン
付属品	ゴムカバー
JANコード	4975287604714
医療機器製造販売業	大東電機工業(株) 〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

標準価格(税別) 24,800円 1ヵ月あたりの目安電代は約20円(1日1時間の使用)
 負荷条件はJIS規格による新電力料金目安単価22円/kWhで計算

⚠安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をお読みのうえ正しくお使いください

- ◎次の人は必ず医師に相談のうえ使用する
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠中や出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)
- 背骨に異常がある人、曲がっている人
- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人
- かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- その他医療機関で治療中の人
- ◎次の人は使用しない
- 医師からマッサージを禁じられている人(血栓[塞栓]症、重度の動脈りゅう[瘤]、急性静脈りゅう[瘤]、各種皮膚炎、皮下組織の炎症を含む皮膚感染症など)
- ◎使用中、体に異常を感じたときはただちに使用を中止し医師に相談する
- ◎次のようなときは使用しない
- 疲労が激しいとき
- 酒に酔っているとき
- 湿疹が生じているとき
- 【守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります】
- ◎使用前にマッサージ機構部の張地が破れていないかまた、その他の部分にも破れがないか確認する
- ◎子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない
- ◎子供に遊ばせない
- ◎幼児の手の届く範囲では使用しない
- 【事故やけが、故障のおそれがあります】
- ◎絶対に分解や修理、改造をしない
- 【発火や異常動作をしてけがをすおそれがあります】

■商品のお買い物、取り扱い方法、修理などのお問い合わせは
 お客様ご相談センター 受付時間(祝日を除く月～金)9:00～17:00
 ナビダイヤル ☎0570-064-762 電話・FAX番号はお間違えのないよう
 お確かめのうえおかけください
 ◎ナビダイヤルをご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください
 ☎06-6783-8627 FAX.06-6783-8633

お求めは当店で……

販売元 スライヴ株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号
<http://www.daito-thrive.co.jp>

製造販売元 大東電機工業株式会社 〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号

●カタログの仕様は予告なく変更することがあります。●印刷物と実物とは色が若干異なることがあります。