

THRIVE
Newtype・Massager



横から、後ろから、下から、立体的に脚マッサージ。



ふくらはぎ後ろローラー
マッサージ

すねローラー
マッサージ

足の甲
もみ
マッサージ

足裏
回転ローラー
マッサージ

足先・かかと
突起
マッサージ

レッグマスターなら、疲れた脚全体をマッサージ。



すねローラー
マッサージ

足の甲
もみ
マッサージ



ふくらはぎ後ろ
ローラー
マッサージ



※内部構造の動作イメージです。

レッグマスター
Leg master

ほぐしのプロ! スライヴ フットマッサージャー MD-8500

立ち仕事などで、脚が「疲れる・
だるい・むくむ・重たい」など、
次の日も疲れがとれないあなたへ。

レッグマスターなら、
脚全体を立体的*にマッサージ。
新体感のマッサージで、
疲れをやわらげます。

足裏
回転ローラー
マッサージ

足先・かかと
突起
マッサージ

布カバーは取りはずして
洗えるので、
いつも清潔に保てます。


※お洗濯の前に必ず取扱説明書
ご確認ください。



※脚部を立体的にとらえ、「ふくらはぎ後ろ、すね、足の甲、足裏、足先、かかと」をマッサージ。 ※写真・イラストはイメージです。

レッグマスター
Leg master
ほぐしのプロ! スライヴ フットマッサージャー MD-8500

その疲れ、だるさ、むくみ、重たさを、脚を立体的にとらえる レッグマスター流で、しっかりとマッサージ。




すねローラー

ひざ下からくるぶし上までのすねをはさみながらローリングマッサージ。




ふくらはぎローラー

ふくらはぎの後ろをコロコロ回転するローラーでふくらはぎラインに沿ってローリングマッサージ。




すねローラー

ひざ下からくるぶし上までのすねをローリングマッサージ。



上下移動

※内部構造の動作イメージです。



操作ボタン

- 連続
- 自動 1
- 自動 2



もみボード

足の甲をしばりあげるようにしっかりとほぐしマッサージ。



たたきローラー

足裏を回転するたたきローラーで、足先・かかとを大小の突起でマッサージ。

※各ローラーは上へ動作するときと下へ動作するとき、回転が逆になります。 ※たたきローラーはまえ回転、うしろ回転します ※突起は固定式

仕様	
販売名	フットマッサージャー MD-8500
型番	MD-8500
医療機器認証番号	225AKBZX00014000
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力	50W
定格時間	20分
オートタイマー	約10分
もみ回数	連続: 約21回/分
定裏たたき回数	連続: 約130回/分
ローラー上下移動速度	連続: 約1.4cm/秒
外形寸法	幅 約50.5cm×奥行 約47.5cm×高さ 約47cm
質量	約10kg
電源コード長さ	約2m
材質	本体: ABS樹脂・PP樹脂・TPE 生地: ポリエステル
JANコード	4975287604721
医療機器製造販売業	大東電機工業(株) 〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

標準価格(税別) 49,800円 1ヵ月あたりの目安電代は約33円(1日1時間の使用) 負荷条件はJIS規格による新電力料金目安単価22円/kWhで計算

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をお読みのうえ正しくお使いください

- ◎次の人は必ず医師に相談のうえ使用する
 - ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
 - 悪性腫瘍のある人
 - 心臓に障害のある人
 - 妊娠中や出産直後の人
 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - 皮膚に創傷のある人
 - 安静を必要とする人
 - 体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)
 - 背骨に異常がある人、曲がっている人
 - 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人
 - かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
 - その他医療機関で治療中の人
- ◎次の人は使用しない
 - 医師からマッサージを禁じられている人(血栓[塞栓]症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎、皮下組織の炎症を含む皮膚感染症など)
- ◎使用中、体に異常を感じたときはただちに使用を中止し医師に相談する
- ◎次のようなときは使用しない
 - 疲労が激しいとき
 - 酒に酔っているとき
 - 湿疹が生じているとき
- 【守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります】
- ◎使用前にマッサージ機構部の張地が破れていないかまた、その他の部分にも破れがないか確認する
- ◎子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない◎子供に遊ばせない◎幼児の手の届く範囲では使用しない
- 【事故やけが、故障のおそれがあります】
- ◎絶対に分解や修理、改造をしない
- 【発火や異常動作をしてけがをさせるおそれがあります】

■商品のお買い、取り扱い方法、修理などのお問い合わせは
お客様ご相談センター 受付時間(祝日を除く月~金)9:00~17:00
ナビダイヤル **0570-064-762** 電話・FAX番号はお間違えのないよう
お確かめの上おかけください
◎ナビダイヤルがご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください
☎06-6783-8627 FAX.06-6783-8633

お求めは当店で……



Newtype・Massager
レッグマスター
Leg master
ほくしのプロ! スライヴ フットマッサージャー MD-8500



※脚部を立体的にとらえ、「ふくらはぎ後ろ、すね、足の甲、足裏、足先、かかと」をマッサージ。
※写真・イラストはイメージです。

販売元 **スライヴ株式会社** 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号
<http://www.daito-thrive.co.jp>
製造販売元 **大東電機工業株式会社** 〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号
●カタログの仕様は予告なく変更することがあります。●印刷物と実物とは色が若干異なることがあります。