

全身の疲れから解放される癒しのひとときをどうぞ。



首・肩～腰、脚を充実の機能で施療します。



元プロテニスプレーヤー・  
スポーツキャスター  
杉山 愛



くつろぎ指定席 Light  
マッサージチェア CHD-3500

コンパクト × フルマッサージ

筋肉の疲れや頑固なコリ部分をしっかりと施療します。



**横回転もみ玉**

体のラインに沿って横回転するもみ玉は、親指で「こねる」ようなもみ技でマッサージします。

自動コースや11種類<sup>\*1</sup>のマッサージが選べます。

<sup>\*1</sup> 脚マッサージ含む

**自動コース(全身・肩・腰)**

施療部を効果的にマッサージするようにプログラムされた3種類からお選びいただけます。

- 全身** 全身をほぐすマッサージ。
  - 肩** 肩を重点的にほぐすマッサージ。
  - 腰** 腰を重点的にほぐすマッサージ。
- <sup>\*</sup>自動コースは脚マッサージが同時に動作します。

**手動コース**

[もみ][もみたたき][背すじ][脚]の単独、複合作でマッサージできます。

- もみ
- もみたたき
- 背すじ
- 脚

**電動リクライニング**

お好みの背もたれ角度に調節できます。  
<sup>\*</sup>約110°~約138°  
<sup>\*</sup>背もたれ・フットレスト連動



- もみ玉幅調節  
もみ玉の幅を調節できます。(無段階)
- 肩位置設定  
肩位置の高さを3段階から選択できます。
- 上下調節  
もみ玉の位置を上下調節できます。
- オートタイマー  
使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約15分で自動的に止まります。

**もみボード**

もみボードが、脚を絞りに上げて筋肉の疲れを緩和。突起ローラーは、ふくらはぎを刺激します。

突起ローラー

外形寸法

■リクライニングしない状態 ■リクライニングした状態



電気代目安(月)58円 (1日1時間使用) 新電力料金目安単価27円/kWhで計算

仕様

■販売名: マッサージチェアCHD-3500 ■医療機器認証番号: 229AKBZX00038000 ■医療機器の種類: 管理医療機器 ■一般名称: 家庭用電気マッサージ器 ■定格: AC100V 50/60Hz 71W ■定格時間: 20分 ■もみ回数: 約27回/分 ■たたき回数: 約540回/分 ■背すじ移動速さ(往復): 約91秒 ■背すじ移動距離(最長): 約43.5cm ■脚もみマッサージ: 約13回/分 ■脚たたきマッサージ: 約39回/分 ■質量: 約28kg ■電源コード長さ: 約2m ■張地: 合成皮革 ■医療機器製造販売業者: 大東電機工業株式会社 〒577-0026大阪府東大阪市新家東町2番38号 ■医療機器製造販売業許可番号: 27B2X00055 ■JANコード: (WH) ホワイト 4975287606886 (BK) ブラック 4975287606879 ■オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください)

使用目的  
または効果

あんま、マッサージの代用 ・疲労の回復・血行の促進・筋肉の疲れをとる  
・筋肉のコリをほぐす ・神経痛、筋肉痛をやわらげる

**安全上のご注意** ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談の上使用する。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●本品を使用しても効果が見られない人 ●その他医療機関で治療中の人 ●守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。また、その他の部分にも破れがないか確認する。(どなたにも小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。) ●守らないとけがや感電のおそれがあります。次の人は使用しない。医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈のゆる(瘤)、急性静脈のゆる(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) ●症状を悪化させるおそれがあります。次のようなときは使用しない。●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき ●体調不良をおこすおそれがあります。子供には使用させない。(乳幼児以外の子供で、保護者の監督下で使用する場合を除く。) ●事故やけがのおそれがあります。機器が故障した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡してください。

お求めは当店へどうぞ……

製造販売元

**Daito 大東電機工業株式会社**

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号  
ホームページ <http://www.daito-thrive.co.jp>

お問い合わせは  
お客様ご相談センター  
受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)  
ナビダイヤル **0570-064-762**



表示を正しく  
家電公取協

大東電機工業は、適正な表示を推進しています。