



杉山 愛さん ファミリー

# THRIVE

## くつろぎ指定席 Ligh

マッサージチェア CHD-3810

医療機器認証

コンパクトなデザインの  
省スペース設計マッサージャー。



## THRIVE

スライヴ

### 使用目的または効果

あんま・マッサージの代用 ・疲労回復 ・血行をよくする ・筋肉の疲れをとる ・筋肉のこりをほくす ・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解 一般家庭で使用すること

**医療機器の安全上のご注意** ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。

○ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ○悪性腫瘍のある人 ○心臓に障害のある人 ○妊娠中や出産直後の人 ○糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ○皮膚に創傷のある人 ○安静を必要とする人 ○体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ○骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ○背骨に異常がある人、曲がっている人 ○けんしょう(腱鞘)炎の人 ○かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ○その他医療機関で治療中の人

●事故や体調不良の原因になります。

使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。

その他の部分にも破れがないか確認する(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)。

●けがや感電の原因になります。

次の人は使用しない。

医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈ひゅう(瘤)、急性静脈ひゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)

●症状を悪化させる原因になります。

次のようなときは使用しない。

○疲労が激しいとき ○酒に酔っているとき ○湿疹が生じているとき

●体調不良をおこす原因になります。

乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせない。安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。

●事故やけがの原因になります。

製造販売元

**大東電機工業株式会社**

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お客様ご相談センター 受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)

**0570-064-762** ナビダイヤル

一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用できない場合

TEL.06-6783-8627 FAX.06-6783-8633

このカタログの内容についてのお問い合わせは、  
右記販売店にご相談ください。  
または、大東電機工業お客様ご相談センターにご連絡ください。



表示を正しく  
家電公取協会員  
当社は、適正な表示を  
推進しています。

○製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。  
○製品の色は印刷物ですので実物とは色が若干異なることがあります。  
○製品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み製品の引き取り費用などは含まれておりません。

記載内容は2021年10月現在のものです

daito-thrive.co.jp



元プロテニスプレーヤー

スポーツコメンテーター

**杉山 愛**

スライヴ イメージキャラクター



自動は、施療部を効果的にマッサージする[全身][肩][腰]の3種類、  
手動は、[もみ][ゆらぎ][背すじ][脚]の単独動作、複合動作を組み合わせた11種類。

## 自動マッサージ

施療部を効果的にマッサージするように  
あらかじめ設定された3種類のコースから選べます。

### 自動マッサージ・全身

- 全身 全身をマッサージ。
- 肩 肩を重点的にマッサージ。
- 腰 腰を重点的にマッサージ。

もみ玉が横回転することで…

親指で、じっくりと「こねる」ような手もみ感覚を実現しました。首・肩をはじめとする、背すじ全体の凹凸形状をやさしく滑るようにとらえ、余分な力を分散し、なめらかな動きでマッサージします。



## もみ玉マッサージ




首・肩まわりのマッサージ

腰まわりのマッサージ

## モミボードマッサージ

### 脚

モミボードとローラーが、ふくらはぎをマッサージ。



ふくらはぎのマッサージ



(WH)ホワイト

(BK)ブラック

## くつろぎ指定席 Ligh

マッサージチェア CHD-3810

医療機器認証



電動リクライニング 背もたれ角度は約110°～約139°の間で調節可能。

### 製品仕様

販売名	マッサージチェア CHD-3810
カラー	(WH)ホワイト (BK)ブラック
医療機器認証番号	303AKBZX00048A01
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力	71W
定格時間	20分
オートタイマー	約15分
もみ回数(背面)	約27回/分
ゆらぎ回数(背面)	約27回/分
背すじ長さ(往復)	約78秒
背すじ移動距離(最長)	約51cm
脚もみマッサージ	約13回/分
ローラー自転回数(脚)	約13回/分
背もたれ角度	約110°～約139°
質量	約23.7kg
電源コード長さ	約2m
張地	合成皮革、ポリエステル
付属品	ヘッドレスト
JANコード	(WH)ホワイト 4975287608927 (BK)ブラック 4975287608934
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

メーカー希望小売価格 オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください)

電気代の目安(月):57円(1日1時間使用) 新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算(当社調べ)


### 外形寸法



幅 約62cm

奥行 約86.5cm

奥行 約137.5cm



○梱包時1台箱寸法

○開梱時本体寸法

背もたれが外れた状態で梱包されていますので、スムーズな搬入が可能です。設置場所までの搬入経路をご確認ください。

○1台箱重量: 約28kg

## かんたん操作のリモコン

一人ひとりに最適なマッサージ。

自動コース



リクライニング

もみ玉 上下調節

もみ玉 幅調節

手動コース

脚

動作開始から約15分で自動的に止まります。