

THRIVE

Lowstyle

くつろぎをコンセプトに設計された
ロースタイルデザイン。
またひとつ新しい価値を持つ
マッサージチェアの誕生です。



元プロテニスプレーヤー・
スポーツキャスター
杉山 愛

くつろぎのマッサージ(座面 × 背面)

- 座面マッサージでおしり～太ももまでを8つ玉マッサージ。
- 背面マッサージで首・肩～腰までを本格施療。

くつろぎのリクライニング

- 新リクライニング設計でリラックス。



くつろぎ指定席
マッサージチェア
CHD-761 NEW
(BK)ブラック

Lowstyle
X
Massage chair

首・肩～腰、おしり～太ももの筋肉の疲れや血行不良などによるコリを徹底的に施療。



リクライニング (手動タイプ)

右側面のリクライニングレバーでお好みの背もたれ角度(約115°～約130°)にできます。




背面マッサージ

背中全体を[もみ][たたき移動]の単独、同時動作でマッサージ。

- もみ
- たたき移動
- もみ+たたき移動

横回転もみ玉
体のラインに沿って、横回転するもみ玉は、親指で「こねる」ようなもみ技を実現します。



座面マッサージ

おしり～太ももを[もみ][ローリング]の単独、同時動作でマッサージ。

- もみ
- ローリング
- もみ+ローリング

横回転もみ玉
横回転する8つのもみ玉により、なめらかなマッサージを実現します。



■もみ玉収納機能搭載

自動コース (座面・背面マッサージ)

施療部を効果的にマッサージするようにプログラムされた4つの自動コース。

- 全身Iコース
- 全身IIコース
- 肩コース
- 腰コース

■自動コースは座面、背面が同時動作



- もみ玉幅調節
もみ玉の幅を調節できます。(たたき移動使用時)
- 肩位置設定
肩位置の高さを5段階から選択できます。
- 上下調節
もみ玉の位置を上下調節できます。
- オートタイマー
使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約15分で自動的に止まります。

質量: 約30kg

電気代目安(月)65円

(1日1時間使用)
新電力料金目安単価27円/kWhで計算

外形寸法



■背もたれ起きた状態

■背もたれ倒れた状態

高さ 約89cm

高さ 約75cm

幅 約65cm

奥行 約101cm

奥行 約114cm

仕様

■販売名: マッサージチェアCHD-761 ■医療機器認証番号: 229AKBZX00033000 ■医療機器の種類: 管理医療機器 ■一般的名称: 家庭用電気マッサージ器 ■定格: AC100V 50/60Hz 80W ■定格時間: 20分 ■もみ回数(背面): 約24回/分 ■たたき回数(背面): 約400回/分 ■背すじ移動速さ(往復): 約115秒 ■背すじ移動距離(最長): 約52cm ■もみ回数(座面): 約24回/分 ■座面移動速さ(往復): 約75秒 ■座面移動距離(最長): 約35cm ■電源コード長さ: 約2m ■張地: 合成皮革 ■付属品: ヘッドレスト ■医療機器製造販売業者: 大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号 ■医療機器製造販売業許可番号: 27B2X00055 ■JANコード: (BK) ブラック4975287606817 ■オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください)

写真、イラストはイメージです。

安全上のご注意 ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内補込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●本品を使用しても効果が現れない人 ●その他医療機関で治療中のひと ●守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。また、その他の部分にも破れていないか確認する。(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。) ●守らないとけがや感電のおそれがあります。次の人は使用しない。医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈硬化(瘤)、急性静脈炎(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) ●症状を悪化させるおそれがあります。次のようなときは使用しない。●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき ●体調不良をおこすおそれがあります。子供には使用させない。(乳幼児以外の子供で、保護者の監督下で使用する場合を除く。) ●事故やけがのおそれがあります。機器が故障した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡してください。

お求めは当店へどうぞ……

製造販売元

Daito 大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

ホームページ <http://www.daito-thrive.co.jp>

お問い合わせは
お客様ご相談センター
受付 9:00～17:00(祝日を除く、月～金)

ナビダイヤル  **0570-064-762**



表示を正しく
家電公取協

大東電機工業は、適正な表示を推進しています。