

THRIVE

もみ感、もみ技が違う！
つかみもみメカ

つかみもみシリーズ

CHD-9008

エアバッグ搭載

このくらいの強いマッサージがいい。



元プロテニスプレーヤー
スポーツキャスター
杉山 愛

つかみもみメカが、頑固なコリを強くがっちりほぐす。



(K)ブラック

くつろぎ指定席

マッサージチェア CHD-9008

心とからだ解放されるとっておきの席。
特別なひとときで癒やされるマッサージチェア。

頑固なコリをとことんほぐす。




肩・太もも・お尻をエアバッグでマッサージ。
脚は[弱][強]2つのモード設定が可能。




横回転もみ玉ともみアームが同時に動作することで、
肩を「つかみもみ」するマッサージを実現。

上の「横回転もみ玉」で肩を大きくとらえ、下の「もみアーム」がコリのポイントに深く入って押し上げます。



横回転もみ玉

- 回転することで余計な力を分散。
- 親指で「こねる」ような手もみ感覚を実現。



もみアーム

- 親指が肩甲骨周りに深く入って押し上げる。

操作が簡単なリモコン



(K)ブラック

オートオフ 15分
電気代目安 82円※1

※1 (1日30分使用) 新電力料金目安単価27円/kWhで計算

電動リクライニング

新リクライニング機構は、背もたれ角度が、約160°まで可能になりました。



○背もたれ角度: 約120°~約160°

※従来機種CHD-5536比較: 約120°~約145°

外形寸法



仕様

■販売名: マッサージチェア CHD-9008 ■医療機器認証番号: 227AKBZX00057A02 ■医療機器の種類: 管理医療機器 ■一般名称: 家庭用電気マッサージ器 ■定格電圧: AC 100V ■定格周波数: 50/60Hz ■定格入力: 101W ■定格時間: 20分 ■肩位置調節: 7段階 ■もみ玉幅調節: 無段階 ■もみ速さ: 約18回/分 ■たたき速さ: 約385回/分 ■背すじ全体速さ(往復): 約108秒 ■背すじ全体移動距離(治療最長距離): 約56cm ■背すじ部分移動距離: 約9cm ■エアマッサージ空気圧: 80kPa以下 ■質量: 約41kg ■電源コード長さ: 約2m ■張地: 合成皮革 ■付属品: ヘッドレスト、ひじ掛け、座クッション、六角レンチ、取付ネジ ■医療機器製造販売業者: 大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号 ■JANコード: 4975287606220 ■オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください)

写真、イラストはイメージです。

安全に関するご注意

ご使用の前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●温度感覚喪失が認められる人、低温やけどをしたことがある人(電熱装置を持つ機器を使用する場合) ●本機を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の人 **守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。**使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。また、その他の部分にも破れがないか確認する。(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。) **守らないとけがや感電のおそれがあります。**次の人は使用しない。医師からマッサージを禁じられている人。(例: 血栓[塞栓]症、重度の動脈リゅう[瘤]、急性静脈リゅう[瘤]、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) **症状を悪化させるおそれがあります。**子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない。子供に本機で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない。**事故やけが、故障のおそれがあります。**機器は改造しないでください。火災や感電、けがの原因になります。次のようなときは使用しない。●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき **体調不良をおこすおそれがあります。**

お求めは当店どうぞ……

製造販売元
大東電機工業株式会社
〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お問い合わせは
お客様相談センター 受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)
ナビダイヤル **0570-064-762**

ナビダイヤルがご利用できない場合
TEL.06-6783-8627 FAX.06-6783-8633



表示を正しく
家電公取協

大東電機工業は、適正な表示を推進しています。

●製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷物ですので実物とは色が若干異なることがあります。●製品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み製品の引き取り費用などは含まれておりません。

大東電機工業

検索

ホームページアドレス <http://www.daithrive.co.jp>

大東電機工業またはスライダで検索

記載内容は2016年6月現在のものです