



杉山 愛さん ファミリー

# THRIVE

スライヴ

## 使用目的または効果

あんま・マッサージの代用 ・疲労回復 ・血行をよくする ・筋肉の疲れをとる ・筋肉のこりをほぐす ・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解 一般家庭で使用すること

## 医療機器の安全上のご注意

ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

### 医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。

○ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ○悪性腫瘍のある人 ○心臓に障害のある人 ○妊娠中や出産直後の人 ○糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ○皮膚に創傷のある人 ○安静を必要とする人 ○体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ○骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ○背骨に異常がある人、曲がっている人 ○けんしょう(腱鞘)炎の人 ○かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ○その他医療機関で治療中の人

### ●事故や体調不良の原因になります。

使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。

その他の部分にも破れがないか確認する(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)。

### ●けがや感電の原因になります。

### 次の人は使用しない。

医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)

### ●症状を悪化させる原因になります。

### 次のようなときは使用しない。

○疲労が激しいとき ○酒に酔っているとき ○湿疹が生じているとき

### ●体調不良をおこす原因になります。

乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせない。安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。

### ●事故やけがの原因になります。

製造販売元

## 大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お客様ご相談センター 受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)

**0570-064-762** ナビダイヤル  
一般電話からは市内通話料金をご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用できない場合  
TEL.06-6783-8627 FAX.06-6783-8633



表示を正しく  
家電公取協会員  
当社は、適正な表示を  
推奨しています。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、  
右記販売店にご相談ください。  
または、大東電機工業お客様ご相談センターにご連絡ください。

○製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。  
○製品の色は印刷物ですので実物とは色が若干異なることがあります。  
○製品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み製品の引き取り費用などは含まれておりません。

daito-thrive.co.jp



元プロテニスプレーヤー  
スポーツコメンテーター  
**杉山 愛**  
スライヴ イメージキャラクター



# THRIVE

## くつろぎ指定席

マッサージチェア CHD-9224

医療機器認証

部位に合わせて、もみ玉とエアークッションが  
しっかりとマッサージ。



背すじ全体に沿って動くもみ玉が、首・肩から腰をマッサージ。  
肩、腕、おしり・太ももを、脚はエアバッグがコリをほぐします。



## くつろぎ指定席

マッサージチェア CHD-9224

医療機器認証

(BK)ブラック



電動リクライニング 背もたれ角度は約115°~約145°の間で調節可能。

## 自動マッサージ・全身/部分

### 自動マッサージ・全身

- しっかり** 背中全体を自動でマッサージ。(たたき動作多め)
- ソフト** 背中全体を自動でマッサージ。(たたき動作少なめ)
- ストレッチ** 背すじを中心に自動でマッサージ。

### 自動マッサージ・部分

- 肩** 肩を中心に自動でマッサージ。
- 腰** 腰を中心に自動でマッサージ。



## 手動マッサージ・背

### 単独動作(ひとつの動作)

- もみ** **もみたたき** **たたき** **背すじ全体** **背すじ部分**

### 複合動作(ふたつの動作)

- もみ** + **背すじ全体**      **もみ** + **背すじ部分**
- もみたたき** + **背すじ全体**      **もみたたき** + **背すじ部分**
- たたき** + **背すじ全体**      **たたき** + **背すじ部分**

## 部位選択 (エアバッグ)

- 肩** **腕** **おしり・太もも**

エアバッグが加圧、減圧をくり返し動作しながらマッサージ。

- 脚・弱** **脚・強**

エアバッグが、ふくらはぎと足をマッサージ。

## もみ玉マッサージ



首・肩まわりのマッサージ



腰まわりのマッサージ

### もみ玉が横回転することで...

親指で、じっくりと「こねる」ような手もみ感覚を実現しました。首・肩をはじめとする、背すじ全体の凹凸形状をやさしく滑るようにとらえ、余分な力を分散し、なめらかな動きでマッサージします。



横回転もみ玉

## エアマッサージ



肩のマッサージ



腕のマッサージ



おしり、太もものマッサージ



ふくらはぎのマッサージ



足、足のうらのマッサージ



### フットレストの延伸

背の高い人や脚の長い人が使用する際に、最長で14cm伸ばすことができます。

## かんたん操作のリモコン

一人ひとりに最適なマッサージ。


### 自動マッサージ



### エアマッサージ



### 手動マッサージ



### もみ玉 幅調節



### もみ玉 上下調節



### もみ玉 肩位置調節



### リクライニング



動作開始から約15分で自動的に止まります。

### 製品仕様

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 販売名           | マッサージチェア CHD-9224      |
| カラー           | (BK)ブラック               |
| 医療機器認証番号      | 303AHBZX00016000       |
| 医療機器の種類       | 管理医療機器                 |
| 一般的名称         | 家庭用電気マッサージ器            |
| 定格            | AC100V 50/60Hz 71W     |
| 定格時間          | 20分                    |
| オートタイマー       | 約15分                   |
| 肩位置調節         | 5段階                    |
| もみ玉幅調節        | 無段階                    |
| もみ回数(背面)      | 約22回/分                 |
| たたき回数(背面)     | 約330回/分                |
| 背すじ全体速さ(往復)   | 約80秒                   |
| 背すじ施療範囲       | 約70cm                  |
| 背すじ部分移動距離     | 約12cm                  |
| エアマッサージ空気圧    | 80kPa以下                |
| 背もたれ角度        | 約115°~約145°            |
| 質量            | 約45kg                  |
| 電源コード長さ       | 約2m                    |
| 張地            | 合成皮革、ポリエステル            |
| 付属品           | ヘッドレスト、ひじ掛けパネル、座クッション  |
| JANコード        | (BK)ブラック 4975287608842 |
| 医療機器製造販売業許可番号 | 27B2X00055             |
| メーカー希望小売価格    | 228,000円(税抜価格207,273円) |

電気代の目安(月):57円(1日1時間使用) 新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算(当社調べ)

### 外形寸法

背もたれ/フットレスト収納状態

背もたれ/フットレスト出た状態



○梱包時1台箱寸法

○開梱時本体寸法



ひじ掛けパネルが外れた状態で梱包されていますので、スムーズな搬入が可能です。設置場所までの搬入経路をご確認ください。

○1台箱重量: 約55kg