

マルチスタイルで毎日を楽しむ

新発想
4Style



マルチマッサージチェア CMD-1000

Style:1

〈座椅子として〉



Style:2

〈床に寝かせて〉



Style:3

〈椅子に置いて〉



Style:4

〈椅子にたてかけて〉



安全上のご注意

ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人●けんしゅう(腱鞘)炎の人●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●腰痛(椎間板ヘルニア、脊柱すべり症、脊柱分離症など)のある人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●本品を使用しても効果が見られない人 ●その他医療機関で治療中の人 ●事故や体調不良をおこす原因になります。

使用前に必ず張地が破れていないか確認する(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼してください)。
●けがや感電の原因になります。

次の人は使用しない●医師からマッサージを禁じられている人(例:血柱(塞栓)症、重度の動脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)。
●症状を悪化させる原因になります。

自分で意思表示できない人に使わせない(安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供(乳幼児以外)や補助を必要とする人に使わせない)。
●事故やけがの原因になります。

機器が故障したり張地が破れた場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡してください。

使用目的または効果

あんま、マッサージの代用 | 疲労の回復・血行をよくする・筋肉の疲れをとる | 一般家庭で使用すること
筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

オープン価格 価格は販売店にお問い合わせください

●お求めは当店どうぞ……

オフィシャルサイト



大東電機工業

daito-thrive.co.jp

QRからモバイルサイトへどうぞ

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お問い合わせは お客様ご相談センター

受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)

ナビダイヤル **0570-064-762**

●製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
●製品の色は印刷物ですので、実物とは色が若干異なることがあります。
●写真、イラストはイメージです。

©2002 Daito Electric Machine Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.



表示を正しく

家電公取協会員

当社は、適正な表示を

推進しています。

くつろぎのマルチマッサージチェア

床に置いたり、寝かせたり、椅子に置いたり、たてかけたり、
テレビを観ながら、スマホや音楽を楽しみながらくつろげる、
マルチスタイルのマッサージチェアです。




(BK) ブラック



(WH) ホワイト

くつろぎの7段階ポジション



上もみマットが
7段階(1~7)に
設定できます。
(ラチェット機構)

くつろぎの4スタイル

補助マットを裏側にまわしてください。

Style:1
〈座椅子として〉

● 腰 ● お尻 ● マッサージ

Style:2
〈床に寝かせて〉

● 首 ● 肩 ● 腰 ● マッサージ

Style:3
〈椅子に置いて〉

● 腰 ● お尻 ● マッサージ

Style:4
〈椅子にたてかけて〉

● 首 ● 肩 ● 腰 ● マッサージ

壁の前に設置

くつろぎの6つのもみ玉



4つのもみ玉
4つのもみ玉は、体のラインに沿って、
親指で「こねる」ようなもみ技でマッサージ。

2つのもみ玉
2つの大きなもみ玉は、
施術部を押し当てながらマッサージ。

製品仕様	
販売名	マルチマッサージチェア CMD-1000
カラー	(BK)ブラック (WH)ホワイト
医療機器認証番号	302AKBZX00011000
医療機器の種類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格	AC100V 50/60Hz 30W
ACアダプター	IVP1200-3000P
定格時間	20分
適応体重	90kg以下
オートタイマー	約10分
もみ回数	上もみ玉: 速 約19回/分 遅 約13回/分 下もみ玉: 速 約10回/分 遅 約7回/分
外形寸法	補助マットをたたんだ状態 幅 約43×奥行 約73×高さ 約18(cm) 補助マットを広げた状態 幅 約43×奥行 約117×高さ 約15.5(cm)
質量(ACアダプター除く)	約5.2kg
電源コード長さ	約1.8m
材質	本体: 合成皮革、ストレッチ生地部: ポリエステル/ポリウレタン
JANコード	(BK)ブラック 4975287608354 (WH)ホワイト 4975287608361
付属品	ACアダプター



連続モード 【速】【遅】	上もみマットの4つのもみ玉と下もみマットの2つのもみ玉が動作し、 一定の速度でマッサージ。
自動モード 【I】【II】	速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージ。
10分 オートタイマー	使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から 約10分で自動停止。
電気代目安 12円(月)	電力料金目安単価27円/kWhで計算(1日30分使用)