

大型の振動パッドで、  
コリを広く捉えてマッサージ。



## ハンディマッサージャー

マッサージャー MD-021



**THRIVE**  
スライヴ

**THRIVE**

**安全上のご注意** ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●けんしょう(腱鞘)炎の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●本品を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の人  
◎事故や体調不良をおこす原因になります。

使用前に必ず振動パッドの生地が破れていないか確認する。(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。)  
◎けがや感電の原因になります。

次の人は使用しない。●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓(塞栓)症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)。  
◎症状を悪化させる原因になります。

子供には使用させない。(乳幼児以外の子供で、保護者の監督下で使用する場合を除く。)  
◎事故やけがの原因になります。

機器が故障したり、振動パッドが破れた場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様相談センターに連絡してください。

お求めは当店へどうぞ……


製造販売元


**大東電機工業株式会社**

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お問い合わせは お客様相談センター

受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)

ナビダイヤル  **0570-064-762**

大東電機工業   
daito-thrive.co.jp


●製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。  
●製品の色は印刷物ですので、実物とは色が若干異なることがあります。  
●写真、イラストはイメージです。

©2002 Daito Electric Machine Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.



表示を正しく  
家電公取協

大東電機工業は、適正な表示を推進しています。

記載内容は2018年10月現在のものです 



肩、腰、脚などの頑固なコリを強力マッサージ。

## ハンディマッサージャー

マッサージャー MD-021

筋肉の疲れやコリをマッサージして血行を促進します。

- 大型の振動パッド採用により、広い範囲をマッサージします。
- 速度は[HIGH][LOW]の2段階で切り替え可能です。
- 十字ハンドルで手に振動が伝わりにくい設計です。



首・肩(鎖骨にあてない)      背中・腰      脚  
 ●頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。 ●一箇所への連続使用は3分以内にしてください。

仕様	
販売名	マッサージャー MD-021
カラー	(WH) ホワイト
医療機器認証番号	220AGBZX00070A01
医療機器の種類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格	AC100V 50/60Hz 13W
定格時間	20分
回転数	HIGH: 約3100回/分 LOW: 約2500回/分
外形寸法	幅 約29cm×奥行 約30cm×高さ 約21.5cm
質量	約1.8kg
電源コード長さ	約2.6m
材質	本体: ABS樹脂 振動パッド: 合成皮革
JANコード	4975287607456
電気代	約5円/月(1日30分使用) (電力料金目安単価27円/kWhで計算)
メーカー希望	オープン価格
小売価格	(価格は販売店にお問い合わせください)

振動マッサージで、  
カラダの疲れをリフレッシュ。

ハンディマッサージャー  
マッサージャー MD-021

