

THRIVE
スライヴ

THRIVE

仕様	
販売名	ハンディマッサージャー MD-1300
医療機器認証番号	302AGBZX00083000
医療機器の種類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージャー
定格	AC100V 50/60Hz 20W
定格時間	20分
振動回数	はやい：約3000回/分 ゆっくり：約2500回/分
外形寸法	伸縮パイプが伸びた状態：幅 約15.5×奥行 約31×高さ 約7.5 (cm) 伸縮パイプが縮んだ状態：幅 約14.7×奥行 約31×高さ 約7.5 (cm)
質量	約1.1kg
電源コード長さ	約2m
材質	本体：ABS樹脂、 アタッチメント：ナイロン / 発泡EVA樹脂 (丸型ヘッドのヘッド部)
付属品	アタッチメント3個
JANコード(カラー)	4975287608552 (BK) ブラック / 4975287608569 (WT) ホワイト
メーカー希望小売価格	16,280円 (税抜価格14,800円)

使用目的または効果

あんま、マッサージの代用
●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる
●筋肉のこりをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩解
一般家庭で使用すること

安全上のご注意

ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。

●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人 (倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●けんしゅう(腱鞘)炎の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●本品を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の人

◎事故や体調不良をおこす原因になります。

マッサージ以外の目的には使用しない。また、頭、胸、腹、骨部へは使用しない。

◎事故やけがの原因になります。

次の人は使用しない

●医師からマッサージを禁じられている人 (例：血栓(塞栓)症、重度の動脈うゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)。

◎症状を悪化させる原因になります。

機器が故障したり電源コード等が破損した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡してください。

お求めは当店どうぞ……


製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お問い合わせは お客様ご相談センター

受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)

ナビダイヤル  **0570-064-762**

QR からモバイル
サイトへどうぞ



公式サイト


daito-thrive.co.jp



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

●写真、イラストはイメージです。
●製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

©2002 Daito Electric Machine Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.

記載内容は2021年3月現在のものです



ピンポイントで、
ボディケア。



Release Shooter

リリースシューター



(BK) ブラック

(WT) ホワイト

ハンディマッサージャー MD-1300

医療機器認証商品

Release Shooter

リリースシューター

使いやすいハンディタイプだから、
気になるところを、ピンポイント・マッサージ。
しなやかに、手軽にボディケアします。



腕 (U字型ヘッド使用)



肩まわり (丸型ヘッド使用)



太もも (丸型ヘッド使用)

各部位で使用のアタッチメントは使用例です。

3種類のアタッチメントは、
部位に応じてお好みで装着してください。

3種類のアタッチメントが、気になるポイントを自在にケアします。

最大約3,000回/分の振動回数で、パワフルにほぐしていきます。

振動回数はお好みに合わせて「はやい」「ゆっくり」が選べます。



〈平型ヘッド〉



〈U字型ヘッド〉



〈丸型ヘッド〉



元プロテニスプレーヤー・スポーツコメンテーター
杉山 愛さん ご夫妻