

新開発 つかみもみメカ

上の「もみボール」で首・肩を大きくとらえ、下の「もみアーム」がコリポイントに深く入って押し上げる！



もみ感、もみ技が違う！

つかみもみメカ



首・肩をがっちりつかんでほぐす
つかみもみマッサージャー

ここが
スライヴの
もみ技！

つかみもみメカが、深く、強く、しっかり届くマッサージ。
緩急をつけながら首・肩のコリポイントを
がっちりつかんでほぐす！

つかみもみマッサージャーは医療機器認証マッサージ器

筋肉の疲れや血行不良などによる
首・肩の頑固なコリをしっかりとつかんで
徹底的にほぐす。
スライヴは、もみ感、もみ技が違います！

- 効能・効果(あんま、マッサージの代用)
- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる
 - 筋肉のこりをほぐす ●神経痛、筋肉痛の緩和



(R)レッド

(WH)ウォームグレー

もみボール
×
もみアーム

つかみもみ



元プロテニスプレーヤー
スポーツキャスター
杉山 愛

つかみもみはコリポイントにぴったりと入ってくれるのですごくほぐれます。

人の手でもまれている感じがいい。



(R) レッド




(WH) ウォームグレー

疲れた部位をググッとつかんでほぐす。



独自の機構「4つのもみボール」と「2つのもみアーム」が、
人でしかできなかったリズムカルで強弱のある「つかみもみ」を再現！



上の「もみボール」で首・肩を大きくとらえ、
下の「もみアーム」がコリポイントに
深く入って押し上げる！

THRIVE 連続 自動 停止 電源

操作スイッチ

自動コース (I・II)

施術部を効果的にマッサージするようにプログラムされた
2種類からお選びいただけます。

連続コース

連続動作「速」「遅」の2種類からお選びいただけます。

オートオフ
10分

電気代目安
12円

※1 (1日30分使用)
新電力料金目安単価27円/kWhで計算

つかみもみマッサージャー MD-420

▲安全に関するご注意 ご使用の前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人 (倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●温度感覚喪失が認められる人、低温やけどをしたことがある人 (電熱装置を持つ機器を使用する場合) ●本機を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の人

守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。
使用前に必ずマッサージ機部の張地が破れていないか確認する。また、その他の部分にも破れないか確認する。(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。)

守らないとけがや感電のおそれがあります。
次の人は使用しない。医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓[塞栓]症、重度の動脈硬化[瘤]、急性静脈炎[瘤]、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)

症状を悪化させるおそれがあります。
子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない。子供に本機で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない。

事故やけが、故障のおそれがあります。
機器は改造しないでください。
火災や感電、けがの原因になります。
次のようなときは使用しない。●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき ●体調不良をおこすおそれがあります。

仕様

■販売名:つかみもみマッサージャー MD-420 ■医療機器認証番号:227AKBZX00079000 ■医療機器の種類:管理医療機器 ■一般名称:家庭用電気マッサージ器 ■定格:AC100V 50/60Hz 30W ■本体入力:DC12V 2.5A ■アダプター入力:AC100V 50/60Hz ■アダプター出力:DC12V 2.5A ■定格時間:20分 ■もみ回数:速約22回/分 遅約12回/分 ■外形寸法:幅約37cm×奥行約44cm×高さ約18.5cm ■質量:約1.9kg ■アダプターコード長さ:約1.8m ■材質:本体:ABS樹脂 布カバー:ナイロン/ポリエステル混紡 ■付属品:アダプター ■医療機器製造販売業者:大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号 ■医療機器製造販売業許可番号:27B2X00055 ■JANコード:(R)レッド 4975287606169 (WH)ウォームグレー 4975287606176 ■オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください)

お求めは当店どうぞ……

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お問い合わせは
お客様相談センター 受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)

ナビダイヤル **0570-064-762**

ナビダイヤルがご利用できない場合
TEL.06-6783-8627 FAX.06-6783-8633

大東電機工業 検索

ホームページアドレス <http://www.daito-thrive.co.jp>
大東電機工業またはスライヴで検索



杉山 愛
元プロテニスプレーヤー、グランドスラムでは女子ダブルスで4度の優勝、連続出場62回の世界記録を樹立。オリンピックには4回出場。世界ランクは、シングルス8位・ダブルス1位、2009年10月現役を引退。

●製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
●製品の色は印刷物ですので、実物とは色が若干異なることがあります。
●製品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み製品の引き取り費用などは含まれておりません。

記載内容は2016年4月現在のものです

写真・イラストはイメージです。