



MomiGear もみギア
フットマッサージャー MD-4225



ふくらはぎや足裏のたるさや疲れを、
もみとローラーでしっかりと施療。

安全上のご注意 ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●けんしゅう(腱鞘)炎の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●温度感覚喪失が認められる人、低温やけどをしたことがある人(電熱装置を持つ機器を使用する場合) ●本品を使用しても効果が見られない人 ●その他医療機関で治療中の人
◎事故や体調不良をおこす原因になります。

使用前に必ず布カバーが破れていないか確認する。(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)
◎けがや感電の原因になります。

次の人は使用しない。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈硬化(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)
◎症状を悪化させる原因になります。

子供には使用させない。(乳幼児以外の子供で、保護者の監督下で使用する場合を除く。)
◎事故やけがのおそれがあります。

機器が故障したり布カバーが破れた場合は、勝手に修理せず、
お買い上げ販売店またはお客様相談センターに連絡してください。

お求めは当店どうぞ……

脚の疲れをギュッと
しぼり上げてマッサージ。




製造販売元

Daito 大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お問い合わせは お客様相談センター
受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)

ナビダイヤル  **0570-064-762**

大東電機工業 
daito-thrive.co.jp

●製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
●製品の色は印刷物ですので、実物とは色が若干異なることがあります。
●写真、イラストはイメージです。

大東電機工業は、適正な表示を推進しています。

©2002 Daito Electric Machine Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.

記載内容は2018年7月現在のものです 




表示を正しく
家電公取協

ふくらはぎ、足を、もみとローラーで一度にマッサージ。

- 大型モミボード採用により、従来機種よりも、マッサージ範囲が広がりました。
- 弾力のある大型モミボードがふくらはぎや足をしぼり上げてマッサージします。
- 回転するたたきローラーが、足裏やふくらはぎをほぐします。
- 速度は[遅][速]の2段階で切り替え可能です。
- 自動コースは3種類。速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージします。
- 使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付の安全設計です。

モミボードでしぼり上げ、たたきローラーでほぐす。



遅・速
モミボードとローラーが一定の速度で動作します。

自動Ⅰ・自動Ⅱ・自動Ⅲ
速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージします。

仕様		
販売名	フットマッサージャー MD-4225	外形寸法
カラー	(W)ホワイト	幅
医療機器認証番号	226AKBZX00153A01	奥行
医療機器の種類	管理医療機器	高さ
一般名称	家庭用電気マッサージ器	約22.5cm
定格	AC100V 50/60Hz 30W	質量
定格時間	20分	約4kg
もみ回数	速：約11回/分 遅：約8回/分	電源コード長さ
たたき回数	速：約66回/分 遅：約48回/分	約2m
オートタイマー	約10分	材質
		本体：ABS樹脂
		布カバー：ポリエステル
		JANコード
		4975287607289
		電気代
		約12円/月(1日30分使用)
		(電力料金目安単価27円/kWhで計算)
		標準価格
		オープン価格
		(価格は販売店にお問い合わせください)



もみとローラーの集中ケアで、
その日の疲れをリフレッシュ。

MomiGear もみギア
フットマッサージャー MD-4225