

# THRIVE

つかみもみマッサージャー MD-442

# THRIVE

つかみもみマッサージャー MD-442

# THRIVE

スライヴ



頑固なコリをつかんでほぐす、コードレスタイプのマッサージャー。



頑固なコリをつかんでほぐす、コードレスタイプのマッサージャー。

### 安全上のご注意

ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●けんしゅう(腱鞘)炎の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●本品を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の人  
◎事故や体調不良をおこす原因になります。

使用前に必ず布カバーが破れていないか確認する。(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼してください)  
◎けがや感電の原因になります。

次の人は使用しない。●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓(塞栓)症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)。  
◎症状を悪化させる原因になります。

子供には使用させない。(乳幼児以外の子供で、保護者の監督下で使用する場合を除く。)  
◎事故やけがの原因になります。

機器が故障したり、布カバーが破れた場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡してください。

お求めは当店へどうぞ……



元プロテニスプレーヤー・スポーツキャスター 杉山 愛

製造販売元  
**大東電機工業株式会社**  
〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号  
お問い合わせは お客様ご相談センター  
受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)  
ナビダイヤル **0570-064-762**

**大東電機工業**  
daito-thrive.co.jp



表示を正しく  
家電公取協

●製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。  
●製品の色は印刷物ですので、実物とは色が若干異なることがあります。  
●写真、イラストはイメージです。

大東電機工業は、適正な表示を推進しています。

©2002 Daito Electric Machine Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.

記載内容は2019年11月現在のものです [P.V.T]



コリをほぐす、つかみもみ施療。



使用目的または効果

- あんま、マッサージの代用
- 疲労回復
  - 血行をよくする
  - 筋肉の疲れをとる
  - 筋肉のこりをほぐす
  - 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解
- 一般家庭で使用すること

仕様

販売名	つかみもみマッサージャー MD-442
カラー	(RE)レッド・(BL)ブルー
医療機器認証番号	301AGBZX00043000
医療機器の種類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
電源方式	充電・交流式
内蔵電池	リチウムイオン電池
充電時間	約3時間
動作時間	約60分
使用環境温湿度	+5℃～+35℃、45%～85%RH
保管環境温度	-20℃～+45℃
充電回数	約300回
定格	AC100V 50/60Hz 10W
充電電圧	DC7.4V
ACアダプター	I/P1040-2500P
定格時間	20分
オートタイマー	約10分
もみ回数	速 約16回/分 遅 約13回/分
外形寸法	幅 約36cm×奥行 約38cm×高さ 約23cm
質量	約1.7kg
電源コード長さ	約1.8m
材質	本体：ABS樹脂 布カバー：ナイロン/ポリエステル グリップ：合成皮革
付属品	ACアダプター
JANコード	(RE)レッド 4975287608170・(BL)ブルー 4975287608187
メーカー希望小売価格	オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください。)

電気代目安(1ヶ月)約4円 (1日30分使用)新電力料金目安単価27円/kWhで計算

上下6つのモミボールが同時動作するマッサージ。

筋肉の疲れからくるつらいコリを、スライヴ独自のメカが、深く、しっかりと捉えてマッサージ。



つかみもみイメージ



※1  
コードレス  
[充電・交流式]

連続  
[速][遅]

自動モード  
[I][II]

10分  
オートタイマー

※1 連続使用：約60分(3時間充電時)

グリップまたは本体ハンドルの向きや力加減を調整することで、最適な位置でほぐせます。

【首・肩】グリップを持って使用



【腰】本体ハンドルを持って使用

