

ほんの10分でリフレッシュ。  
 疲れたその日に、  
 ダブルマツサージなら、

**安全上のご注意** ご使用の前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●けんしょう(腱鞘)炎の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●温度感覚喪失が認められる人、低温やけどをしたことがある人(電熱装置を持つ機器を使用する場合) ●本品を使用しても効果が見られない人 ●その他医療機関で治療中の人  
 ◎事故や体調不良をおこす原因になります。

使用前に必ず布カバーが破れていないか確認する。(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。)  
 ◎けがや感電の原因になります。

次の人は使用しない。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)。  
 ◎症状を悪化させる原因になります。

子供には使用させない。(乳幼児以外の子供で、保護者の監督下で使用する場合を除く。)  
 ◎事故やけがのおそれがあります。

機器が故障したり布カバーが破れた場合は、勝手に修理せず、  
 お買い上げ販売店またはお客様相談センターに連絡してください。

お求めは当店どうぞ……

製造販売元

**Daito** 大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お問い合わせは お客様相談センター

受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)

ナビダイヤル  **0570-064-762**

大東電機工業 

daito-thrive.co.jp

- 製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷物ですので、実物とは色が若干異なることがあります。
- 写真、イラストはイメージです。

©2002 Daito Electric Machine Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.



表示を正しく  
家電公取協

大東電機工業は、適正な表示を推進しています。

記載内容は2018年7月現在のものです [PV1]

ふくらはぎから足裏を、  
 もみとローラーで一度にマツサージ。



**MomiGear Pro** もみギアプロ

フットマッサージャー MD-6113




## MomiGear Pro もみギアプロ

フットマッサージャー MD-6113

ふくらはぎから足裏を、もみとローラーで一度にマッサージ。

- 従来機種の機能はそのままに、足裏ローラー、足首ローラーを新搭載。それぞれの部位を回転しながら刺激します。
- モミボードは、ふくらはぎをしぼり上げ、足をつつみ込みながらマッサージします。
- 固定突起は、つま先、かかとを刺激します。
- 自動コースは2種類。速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージします。
- 使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付の安全設計です。

連続マッサージや、自動コースで効果的にほぐす。



- 連続 / 速・遅** モミボードと足裏/足首ローラーが一定の速度で動作します。
- 自動Ⅰ・自動Ⅱ** モミボードと足裏/足首ローラーの速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージします。



仕様	
販売名	フットマッサージャー MD-6113
カラー	(GD)ゴールド
医療機器認証番号	230AGBZX00018000
医療機器の種類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格	AC100V 50/60Hz 40W
定格時間	20分
もみ回数	速:約9回/分 遅:約7回/分
オートタイマー	約10分
外形寸法	幅 約50×奥行 約37×高さ 約37cm
質量	約4.9kg
電源コード長さ	約2m
材質	本体:ABS樹脂 布カバー:ポリエステル
JANコード	4975287607258
電気代	約16円/月(1日30分使用) (電力料金目安単価27円/kWhで計算)
標準価格	オープン価格 (価格は販売店にお問い合わせください)

筋肉の疲れやコリを、  
しっかりと施療し、  
血行を促進します。

