

THRIVE

もみ感、もみ技が違う！
つかみもみメカ

ソファを使って



椅子を使って



壁を使って



本体背面を壁や椅子の背もたれで支えてお使いください。



人の手で強くしっかりとつかまれている感じがいい。

首・肩を強くしっかりとつかんでほぐす！つかみもみメカ搭載。



(R)レッド



(H)グレー



MASSAGE SEAT

マッサージシート


マッサージャー MD-8610

元プロテニスプレーヤー
スポーツキャスター
杉山 愛

つかみもみメカが、強くしっかりとマッサージ。
緩急をつけながら首・肩のコリポイントをがっちりつかんでほぐす！

つかみもみマッサージ

上の「もみ玉」で肩周辺を大きくとらえ、下の「もみアーム」がコリポイントに深く入って押し上げます。



首・肩、背中、腰を本格的なもみ技で施療。
疲れがたまりやすい肩甲骨周りや腰などのコリをほぐす。

もみ上げ・下げマッサージ

もみ玉が上方方向に動作する「もみ上げ」と、下方方向に動作する「もみ下げ」マッサージを行います。

たたき移動マッサージ

背すじをたたきながら移動してマッサージ。もみ上げ、もみ下げとの同時マッサージも行います。

簡単な操作で多彩な
マッサージが楽しめます。

広範囲を施療します。



- 自動コース
- 全身コース
 - 肩コース
 - 腰コース
- 手動コース
- つかみもみ
 - もみ上げ
 - もみ下げ
 - たたき移動

オートオフ
15分

電気代目安
18円※1



仕様

■販売名: マッサージャー MD-8610 ■医療機器認証番号: 227AKBZX00058000 ■医療機器の種類: 管理医療機器 ■一般的名称: 家庭用電気マッサージ器 ■定格: AC100V 50/60Hz 45W ■本体入力: DC12V 4A ■アダプター入力: AC100V 50/60Hz ■アダプター出力: DC12V 4A ■定格時間: 20分 ■もみ回数: 約22回/分 ■たたき回数: 約430回/分 ■背すじ移動速さ(往復): 約90秒 ■外形寸法(畳かた状態): 座面: 幅約36cm×奥行約29cm 背部: 幅約44cm×奥行約76cm×高さ約18cm ■質量: 約7kg ■アダプターコード長さ: 約1.8m ■材質: 合成皮革、ポリエステル ■付属品: ヘッドレスト、アダプター ■医療機器製造販売業者: 大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号 ■医療機器製造販売業許可番号: 27B2X00055 ■JANコード: (R)レッド 4975287606084 (H)グレー 4975287606091 ■オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください。)

写真、イラストはイメージです。マッサージするときはヘッドレストを後ろに回すかはずしてご使用ください。

安全に関するご注意 ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患のある人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●温度感覚喪失が認められる人、低温やけどをしたことがある人(電熱装置を持つ機器を使用する場合) ●本機を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の人 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。また、その他の部分にも破れがないか確認する。(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。) 守らないとけがや感電のおそれがあります。次の人は使用しない。医師からマッサージを禁じられている人。(例: 血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう[瘤]、急性静脈リゅう[瘤]、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) 症状を悪化させるおそれがあります。子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない。子供に本機で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない。事故やけが、故障のおそれがあります。機器は改造しないでください。火災や感電、けがの原因になります。次のようなときは使用しない。●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●淫疹が生じているとき 体調不良をおこすおそれがあります。

お求めは当店どうぞ……

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お問い合わせは
お客様ご相談センター 受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)

ナビダイヤル  0570-064-762

ナビダイヤルがご利用できない場合
TEL.06-6783-8627 FAX.06-6783-8633



表示を正しく
家電公取協

大東電機工業は、適正な表示を推進しています。

●製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷物ですので実物とは色が若干異なることがあります。●製品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み製品の引き取り費用などは含まれておりません。

大東電機工業



ホームページアドレス <http://www.daito-thrive.co.jp>
大東電機工業またはスライグで検索

記載内容は2016年4月現在のものです