

THRIVE

もみ感、もみ技が違う！
つかみもみメカ

スタンドを引き出せば、
自立するマッサージシートに！



このくらいの強いマッサージがくせになる。



つかみもみメカが、
頑固なコリをがっちりほぐす。



(R)レッド



(K)ブラック



Massage Seat マッサージシート

マッサージャー MD-8615

元プロテニスプレーヤー
スポーツキャスター
杉山 愛

自立タイプ マッサージシート

自立タイプ マッサージシート



スタンドを使って

リクライニングの角度調節はできません。



椅子を使って



ソファを使って

疲れがたまりやすい肩甲骨周りや腰などのコリを強くしっかりとマッサージ。




マッサージシート
Massage Seat

つかみもみマッサージ




上の「もみ玉」で肩周辺を大きくとらえ、下の「もみアーム」がコリポイントに深く入って押し上げます。

もみ上げ・下げマッサージ



もみ玉が上方向に動作する「もみ上げ」と、下方向に動作する「もみ下げ」マッサージを行います。

たたき移動マッサージ



背すじをたたきながら移動してマッサージ。もみ上げ、もみ下げとの同時マッサージも行います。



背もたれ全体をじんわりと温めます。*1



操作が簡単なリモコン。



自動コース

- 全身コース
- 肩コース
- 腰コース

手動コース

- つかみもみ
- もみ上げ
- もみ下げ
- たたき移動

※1
ヒーター

オートオフ
15分

電気代目安
※2
32円

ワイドな施療範囲。



仕様

■販売名: マッサージャー MD-8615 ■医療機器認証番号: 227AKBZX00078000 ■医療機器の種類: 管理医療機器 ■一般的名称: 家庭用電気マッサージ器 ■定格電圧: AC100V ■定格周波数: 50/60Hz ■定格入力: 80W (電熱装置30W含む) ■定格時間: 20分 ■もみ回数: 約22回/分 ■たたき回数: 約430回/分 ■背すじ移動速さ(往復): 約90秒 ■質量: 約10.7kg ■電源コード長さ: 約2m ■材質: 合成皮革、ポリエステル ■付属品: ヘッドレスト ■医療機器製造販売業者: 大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号 ■医療機器製造販売業許可番号: 27B2X00055 ■標準価格: 39,800円(税別)

外形寸法(自立使用時)



*1 ヒーターにより背もたれ(布地)を温めるものです。*2(1日30分使用)新電力料金目安単価27円/kWhで計算

写真、イラストはイメージです。マッサージするときはヘッドレストを後ろに回すかはずしてご使用ください。

安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●温度感覚喪失が認められる人、低温やけどをしたことがある人(電熱装置を持つ機器を使用する場合) ●本機を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の人 **守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。**使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。また、その他の部分にも破れないか確認する。(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。) **守らないとけがや感電のおそれがあります。**次の人は使用しない。医師からマッサージを禁じられている人。(例: 血栓[塞栓]症、重度の動脈リゅう[瘤]、急性静脈リゅう[瘤]、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) **症状を悪化させるおそれがあります。**子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない。子供に本機で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない。 **事故やけが、故障のおそれがあります。**機器は改造しないでください。 **火災や感電、けがの原因になります。**次のようなときは使用しない。●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき **体調不良をおこすおそれがあります。**

お求めは当店どうぞ……

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お問い合わせは お客様ご相談センター 受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)

ナビダイヤル **0570-064-762**

ナビダイヤルがご利用できない場合 TEL. **06-6783-8627** FAX. **06-6783-8633**



表示を正しく
家電公取協

大東電機工業は、適正な表示を推進しています。

●製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷物ですので実物とは色が若干異なることがあります。●製品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み製品の引き取り費用などは含まれておりません。

大東電機工業

検索

ホームページアドレス <http://www.daito-thrive.co.jp>
大東電機工業またはスライヴで検索

記載内容は2016年4月現在のものです