

# THRIVE



くつろぎのひとつときに  
ちょうどいい……

**4つのもみ玉と腰モミボード**で、疲れた首/肩、腰を心地よくほぐします。

椅子やソファに置いて、壁にたてかけて、床に寝かせて、場所を選ばずマッサージ。

マッサージの特長

上もみ玉マッサージ

伸縮ヘッドで、上もみ玉が首から肩へ移動しながらほぐします。

下もみ玉マッサージ

下もみ玉が、腰をしっかりとはぐします。

腰モミボードマッサージ

腰モミボードが、腰を両側から包み込むようにほぐします。



マッサージャー MD-8690 (BK)ブラック




椅子に置いてくつろぎマッサージ

壁にたてかけて疲れをほぐす

床に寝かせてマッサージ

**THRIVE**  
スライヴ

上下のもみ玉と腰モミボードで、首/肩、腰をしっかりもみほぐし。



**マッサージャー MD-8690**  
(BK)ブラック

**仕様**

●販売名:マッサージャーMD-8690 ●医療機器認証番号:303AKBZX00013000  
●医療機器の種類:管理医療機器 ●一般的名称:家庭用電気マッサージ器 ●定格:AC100V50/60Hz 30W ●定格時間:20分 ●オートタイマー:約10分 ●もみ回数:速:約8回/分 遅:約6回/分 ●質量:約6.6kg ●電源コード長さ:約2m ●材質:本体:ABS樹脂 張地:ポリエステル 座面:合成皮革 ●製造販売元:大東電機工業株式会社 〒577-0026大阪府東大阪市新家東町2-38 ●医療機器製造販売業許可番号:27B2X00055 ●JANコード:(BK)ブラック 4975287608767  
●メーカー希望小売価格:39,800円(税抜価格36,182円)



**使用目的** あんま・マッサージの代用

●疲労回復・血行をよくする・筋肉の疲れをとる  
●筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

**一般家庭で使用すること**

電気代目安(月):12円(1日30分使用)電力料金目安単価27円/kWhで計算

**安全上のご注意** ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。 医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●けんしょう(腫瘍)炎の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●その他医療機関で治療中の人 ●事故や体調不良の原因になります。 **使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。** その他の部分にも破れがないか確認する(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)。 ●けがや感電の原因になります。 **次の人は使用しない。** 医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) ●症状を悪化させる原因になります。 **次のようなときは使用しない。** ●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき ●体調不良をおこす原因になります。 **乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせない。** 安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。 ●事故やけがの原因になります。 **機器が故障した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡してください。**

お求めは当店どうぞ……

製造販売元  
**大東電機工業株式会社**  
〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号  
お問い合わせは お客様ご相談センター  
受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)  
ナビダイヤル **0570-064-762**  
一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

オフィシャルサイト  
大東電機工業 daito-thrive.co.jp  
QRからモバイルサイトへどうぞ

**表示を正しく**  
家電取組協会員  
当社は、適正な表示を推進しています。