

# THRIVE

エアでググッとしほりもみ。

だるさや運動後のケアに  
しほりもみシリーズ  
フットマッサージャー  
**MD-8760**



# THRIVE

エアでググッとしほりもみ。

だるさや運動後のケアに  
しほりもみシリーズ  
フットマッサージャー  
**MD-8760**



**安全上のご注意** ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●温度感覚喪失が認められる人、低温やけどをしたことがある人(電熱装置を持つ機器を使用する場合) ●本品を使用しても効果が見られない人 ●その他医療機関で治療中の人 ◎事故や体調不良の原因になります。

使用前に必ずエアバッグ部の張地が破れていないか確認する。(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。) ◎けがや感電の原因になります。

次の人は使用しない。医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈硬化(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) ◎症状を悪化させる原因になります。

次のようなときは使用しない。●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき ◎体調不良をおこす原因になります。

子供には使用させない。(乳幼児以外の子供で、保護者の監督下で使用する場合を除く。) ◎事故やけがの原因になります。

機器が故障した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡してください。

お求めは当店どうぞ……

製造販売元


**Daito** 大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お問い合わせは お客様ご相談センター

受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)

ナビダイヤル  **0570-064-762**

大東電機工業   
daito-thrive.co.jp

●製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。  
●製品の色は印刷物ですので、実物とは色が若干異なることがあります。

写真、イラストはイメージです。



表示を正しく  
家電公取協

大東電機工業は、適正な表示を推進しています。

記載内容は2017年10月現在



## 脚の疲れから解放される 癒しのひと時を



### 使用例



基本

本体を傾けて使用

エアークッション上下調節

### 使用例(太ももエアークッション収納時)



基本

本体を傾けて使用

持ち運びに便利な持ち手付

## 太ももから足先まで エアーでマッサージ



### 施療部を効果的にマッサージするようにプログラム

#### コースボタン

- 全体 足先、足首、ふくらはぎ、太ももの複合マッサージ。
- 下 足先、足首を中心にしたマッサージ。
- 上 ふくらはぎを中心にしたマッサージ。

### エアーの強さは3段階

#### 強さボタン

- 弱
- 中
- 強

### 操作部



太もも用エアークッションを折りたたむことで**太もものオン/オフ**の切り替えがおこなえます。

## しほりもみで 脚スッキリ



(RE)レッド

(BR)ブラウン



元プロテニスプレーヤー・  
スポーツキャスター  
杉山 愛

### 仕様

■販売名:フットマッサージャーMD-8760 ■医療機器認証番号:229AKBZX00044000  
 ■医療機器の種類:管理医療機器 ■一般的名称:家庭用エアーマッサージャー ■定格:AC100V  
 50/60Hz 25W ■定格時間:20分 ■エアークッション圧力:70kPa以下 ■オートタイマー:約10分 ■質量:  
 約6.2kg ■電源コード長さ:約2m ■本体:ABS樹脂/ポリエステル 太もも用エアークッション:  
 ポリエステル 足・ふくらはぎ用エアークッション:ポリエステル(外生地)、ナイロン/ポリウレタン  
 (内生地) ■医療機器製造販売業者:大東電機工業株式会社 〒577-0026大阪府東大阪市  
 新家東町2番38号 ■医療機器製造販売業許可番号:27B2X00055 ■JANコード:  
 (RE)レッド4975287606909 (BR)ブラウン 4975287606893 ■オープン価格(価格は  
 販売店にお問い合わせください)

### 外形寸法



電気代目安(1ヶ月)約10円 (1日30分使用)新電力料金目安単価27円/kWhで計算